


光重合型歯科矯正用粘膜保護材

# リラリアワックス

クリスタルクリア色で  
耐久性がある粘膜保護材です！



1.5g あたり  
ブラケットのフック部  
約 120 回適用可能です！



口腔粘膜と  
歯列矯正用ブラケットの突起部等が  
擦れることにより、  
擦過傷等が発生することがあります。

矯正装置の周辺部を  
「リラリアワックス」で被覆し光重合後、  
次回の診察までの期間中、  
被覆した状態を維持します。  
口腔粘膜を保護することができますので、  
患者様の不快感を軽減します。

●1.5g × 1 本入

(ディスペンシングチップ (ブラック 19G) 10 本付属)

歯科医院様参考価格 **¥6,000**

●ディスペンシングチップ (ブラック 19G) 10 本

歯科医院様参考価格 **¥1,200**



リラリアワックスを  
矯正用ブラケットの  
フック部等の突起部の  
周辺部を被覆し、  
光照射 20 秒間  
(500mW/cm<sup>2</sup>) します。



透明の保護材のため、  
目立たず、日常的な  
飲食やブラッシングに  
耐久性があります。



ブラックライト下で  
蛍光反応します。



探針やピンセット等を  
用いて、一塊で簡単に  
除去することができます。

# リライアンス社 製品

光重合型短期的の使用歯科矯正用粘膜保護材

リライアワックス  
シリンジ 1.5g 1本入



歯科医院様参考価格

¥6,000

医療機器届出番号 13B1X10394190002  
一般医療機器 短期的の使用歯科矯正用粘膜保護材

光重合型歯列矯正用バンド接着材

ウルトラバンドLOK ブルー 2本入



歯科医院様参考価格

¥15,300

医療機器認証番号: 304AGBZX00056000  
管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材

1 ペーストタイプ光重合型矯正用接着材

GoTo ペースト  
シリンジ 4g 1本入



歯科医院様参考価格

¥5,700

1 ペーストタイプ光重合型矯正用接着材

GoTo ペースト  
カプセル 0.4g×10個



歯科医院様参考価格

¥7,400

1 液性接着強化型プライマー

アシュアプラス  
ボトル 6mL 1本入



歯科医院様参考価格

¥23,000

1 液性接着強化型プライマー

アシュアプラス  
ボトル 2mL 1本入



歯科医院様参考価格

¥15,000

1 液性接着強化型プライマー

アシュアプラス  
ユニدوز  
0.2mL×50個



歯科医院様参考価格

¥27,000

ポーセレン用コンディショナー

ポーセレンコンディショナー  
ボトル 8mL 1本入



歯科医院様参考価格

¥5,000

1 液性セルフエッチングプライマー

ウルトラセップ  
ボトル6mL 1本入



歯科医院様参考価格

¥22,800

1 液性セルフエッチングプライマー

ウルトラセップ  
ボトル2mL 1本入



歯科医院様参考価格

¥7,700

医療機器認証番号 305ALBZX00009000 管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材

製造業者: Reliance Orthodontic Products, Inc. (リライアンス オーソドンティック プロダクツ社) 製造国: アメリカ合衆国(USA)

本紙に掲載されている価格は2024年3月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

**MORIMURA**

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

20240318.200

●製品に関するご用命は